


## спецификация



	Каталожный номер	Длина кабеля	Кол-во в уп.	Место установки датчика	ЭНМТ	Новорожденный	Младенец	Ребенок		Взрослый	
					1,000 г	3 кг	10 кг	20 кг	30 кг	40 кг	50 кг
Одноразовые	P203A (TL-271T)	0.8 м	24 шт	Взрослые, палец (> 30 кг)							
	P203E (TL-271T3)	1.6 м									
	P204A (TL-271T)	0.8 м	5 шт								
	P204E (TL-271T3)	1.6 м									
	P203B (TL-272T)	0.8 м	24 шт	Дети, палец (10 - 50 кг)							
	P203F (TL-272T3)	1.6 м									
	P204B (TL-272T)	0.8 м	5 шт								
	P204F (TL-272T3)	1.6 м									
	P203C (TL-273T)	0.8 м	24 шт	Новорожденный, стопа (< 3 кг)							
	P203G (TL-273T3)	1.6 м									
	P204C (TL-273T)	0.8 м	5 шт	Взрослые, палец (> 40 кг)							
	P204G (TL-273T3)	1.6 м									
P203D (TL-274T)	0.8 м	24 шт	Младенец, палец (3 - 20 кг)								
P203H (TL-274T3)	1.6 м										
P204D (TL-274T)	0.8 м	5 шт									
P204H (TL-274T3)	1.6 м										
Одноразовые	P228A (TL-051S)	0.8 м	5 шт	1 датчик + 4 ленты, Новорожденный, стопа (< 3 кг)							
	P228B (TL-052S)	1.6 м			Взрослые, палец (> 50 кг)						
	P229A (TL-061S)	0.8 м		1 датчик + 4 ленты, Новорожденный, палец стопы (3 - 15 кг)							
	P229B (TL-062S)	1.6 м			Дети, палец (15 - 50 кг)						
	P259		20 шт	Лента для датчиков P228A/P228B/P229A/P229B							
	P205A (TL-260T)	1.6 м	5 шт	1 датчик + 4 ленты тип L	Тип S	Тип L	Тип S				
	P260E		24 шт	Лента, тип S, новорожденные 0.5 - 1 кг и более 3 кг							
P260F		Лента, тип L, новорожденные 1 - 3 кг									
Многократные	P256		1 шт	Клипса ушная, для датчика P205A							
	P225F (TL-201T2)	1.6 м		Взрослые, дети, палец (> 20 кг)							
	P225H (TL-201T1)	0.6 м									
	P225G (TL-220T)			Новорожденные, палец стопы (> 1,5 кг)							
	P311C (TL-631T3)	1.6 м		Взрослые, дети, палец (> 20 кг)							
P310C (TL-630T3)			Взрослые, дети, палец (> 50 кг)								